

Lunettes PERSOL anti-x



Déclinaisons

Equivalences plomb mm : 0,75/0,50	Coloris : Marron Havana		825LUN100
Revêtement : Anti-buée	Equivalences plomb mm : 0,75/0,50	Coloris : Marron Havana	825LUN101
Revêtement : Anti-reflet	Equivalences plomb mm : 0,75/0,50	Coloris : Marron Havana	825LUN102

Caractéristiques

Equivalences plomb mm : 0,75/0,50
Matière : Verre plombé
Revêtement : Anti-reflet
Coloris : Marron Havana
Colisage : Etui à lunettes rigide 18x9x8cm
Poids Brut : 0,36
Poids Net : 0,09

Description

Paire de lunettes plombées 0,75 mm, spécialement adaptées pour la radiologie interventionnelle. Cette paire bénéficie d'une vision latérale protégée par un verre plombé 0,50 mm afin de garantir une parfaite protection des yeux. Outre ces avantages techniques anti-X, les lunettes sont livrées avec une bande élastique de fixation réglable, ainsi qu'un étui de rangement équipé d'un clip. Sur ordonnance médicale, ces lunettes peuvent être fournies avec verres correcteurs

Poids : 80 g
Protection frontale Eq PB 0,75 mm
Protection latérale Eq PB 0,50 mm
Monture : Nylon
Couleur : Ambre
Sans correction

Référence

825LUN103