

12335-00



Ärzterolle Tissue, hochweiss,
3-lagig, ca. 500 mm breit



Technische Daten

Rohstoff	100 % Zellstoff
Lagen	3
Grammatur Lage (g/m ²)	17
Farbe	hochweiss
Weissegrad %	85
Prägung	ja
Anhaften der Lagen	verleimt
Bleichmethode	gebleicht
Aufsaugfähigkeit bei Tauchung % (+/- 10)	560
Aufsaugfähigkeit Methode Klemm mm/10 (+/-5)	110
Reissfestigkeit trocken längs N/m (+/- 50)	730
Reissfestigkeit trocken quer N/m (+/- 50)	350
Reissfestigkeit nass längs N/m (+/-30)	130
Reissfestigkeit nass quer N/m (+/-30)	60
Breite (mm)	500
Länge (mm)	380
Perforiert	ja
Abrisse	132

Logistische Daten

Rollenlänge (m)	50
Aussendurchmesser (mm)	150
Hülse	fest
Hülsendurchmesser (mm)	39
Abmessung VE (cm LxTxH)	43 x 29 x 50
Verpackungsart Rolle	Polyethylen
Verpackungsart VE	Karton
Palette	EPAL
Rollen / VE	6
Rollen / Palette	144
VE / Palette	24
VE / Lage	6
Lagen / Palette	4
EAN Code VE	4026899003560
Zolltarifnummer	48189290
Ursprungsland	Italien

Toleranz +/- 6 %

Die Eigenschaften und Zahlen sind als ungefähre Richtwerte zu verstehen und nicht verbindlich.

ZVG Zellstoff-Verarbeitung AG

Zentrale

Fenchackerweg 2-4 • CH-4704 Niederbipp
Tel.: +41 (0)62 396 44 77 • Fax: +41 (0)62 396 44 78
info@zvg.ch • www.zvg.ch

ZVG Zellstoff Vertriebs GesmbH

International Branch

Ottogasse 1 • A-2333 Leopoldsdorf
Tel.: +43 (0)2235 42 939 0 • Fax: +43 (0)2235 42 939 28
info@zvg-international.com • www.zvg-international.com

ZVG CZ s.r.o.

Dobsická 3580/17 • CZ-67182 Znojmo
Tel.: +420 515 221 508 • Fax: +420 515 221 709
info@zvg.cz • www.zvg.cz

22.02.2023