



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Alèses de lit en polymère super absorbant à haute capacité d'absorption

Référence(s)

Référence	Taille (cm)	Poids (gr.)	Emballage	Capacité d'absorption moyenne (ml) (la norme ISO 11948-1)
MSC282046	58,4 x 58,4	53	100 unités (4 sacs de 25 unités)	750

Description

Couche inférieure en polypropylène imperméable
Couche supérieure douce en matière non tissée
Les quatre côtés sont scellés pour éviter les fuites
Couche absorbante de fibres de cellulose et polymère super absorbant

Matière(s)

Polypropylène à l'arrière
Cellulose
Polymère super absorbant (polyacrylate)

Emballage

Se référer à la partie de description

Fabricant légal

Medline Industries LP,
Three Lakes Drive, Northfield Illinois, 60093 États-Unis
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux 2017/745 et à la Réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
Classe du dispositif : I non stérile

- Veuillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi (le cas échéant) avant d'utiliser le produit.