

Protège thyroïde STRATA éq pb 0,50 mm - Modèle TSS Velcro circonférence maxi

52cm



Déclinaisons

Type de coupe : Taille : Adulte
Mixte

Stérile : Non
stérile

Revêtement :
Nylon enduit
antibactérien

Equivalences
plomb mm : 0,5

Caractéristiques

Equivalences plomb mm : 0,5

Matière : STRATA Matière bi composite sans plomb
Revêtement : Nylon enduit antibactérien
Taille : Adulte
Type de coupe : Mixte
Poids Net kg : 0,60
Poids Brut kg : 0,94
Stérile : Non stérile
CE : Classe III EPI

Description

Protège thyroïde STRATAI éq pb 0,50 mm - Modèle TSS Velcro circonférence maxi 52cm

PROTEGE THYROIDE XENOLITE STRATA STANDARD TSS Velcro
Protections thyroïdiennes pour tabliers Xenolite en matière EVAL.

Protection thyroïdienne est conçu de manière ergonomique pour offrir un confort de port optimal.

DONNEES TECHNIQUES :

- Hauteur de la protection 115mm
- Fermeture velcro rapide ou magnétique
- Tour de cou 53cm Maxi
- Tour de cou 63cm Maxi pour la taille Large
- Attache Keyring pour montage sur le tablier inclus
- Taille disponible:
adulte standard
adulte large

MATIERE :

- XENOLITE EVAL
- STRATA LEAD FREE

COLORIS :

- 12 Coloris surface nylon unis ou avec motifs
- 15 Coloris surface polyuréthane (PU) Nettoyage facile
- Tous nos tissus sont traités Anti bactériens

GARANTIE :

- 2 ANS

CERTIFICATION :

- Equipement de protection individuelle - Classe 3
 - MATIERE XENOLITE EVAL conforme au standard NF EN 61331-3: 2014 DE 50 A 150 KV
 - MATIERE XENOLITE STRATA conforme au standard NF EN 61331-3: 2014 DE 50 A 110 kv
-